

**DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS**


- Guantes de examen, hecho de nitrilo negro.
- Con la punta de los dedos microtexturada para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Ambidiestros
- Apto para sector alimentario.
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

**NORMATIVA**

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

**USOS E INSTRUCCIONES DE USO**

Equipo de protección para sector Industrial, talleres, y Tattoo. También apto para sector médico y terapéutico.

Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

**CARACTERÍSTICAS**

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm(+/-0,02)	
						Dedo	Mano
66002	S	100 Unidades	10	240	80 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
66003	M	100 Unidades	10	240	95 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
66004	L	100 Unidades	10	240	110 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
66005	XL	100 Unidades	10	240	≥110	Min. 0,10	Min. 0,11

**Antes del envejecimiento**

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%

**Después del envejecimiento**

Resistencia	Elasticidad
Min .6N	500%

**CONTACTA CON NOSOTROS**

**ICEMEDICS**

Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)  
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com