

MASQUE CHIRURGICAL  
A ELASTIQUES

REFERENCE : MD 319 R

APPLICATIONS

Masque chirurgical, à usage unique (non stérilisé).

AVANTAGES

Sans fibre de verre, sans latex  
Grande facilité de respiration  
Barrette nasale souple  
Epouse parfaitement les contours du visage grâce à son pliage anatomique  
Haute efficacité de filtration



TAILLE	DIMENSIONS	COLORIS
Unique	A plat 90 mm x 175 mm	Face interne blanche Face externe bleue

PRESENTATION DU MODELE

Masque 3 plis, façonnage ultrasonique fixations par boucles élastiques, larges, douces et confortables.

CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

Non tissé 3 couches  
Sans fibre de verre, sans latex

MODE DE FABRICATION

Confection soudée aux ultra-sons

CARACTERISTIQUES

BFE(%) > 99%  
PFE(%) > 85%  
Delta P (Pa/cm2) <60 Pa/cm2  
Efficacité dans le temps 3 heures d'utilisation continue  
Tests réalisés par les laboratoires SGS or TÜV

CERTIFICATION



Dispositif Médical DM de classe 1  
Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie 1


CONDITIONNEMENT

Carton de 40 boîtes distributrices de 50 masques

DIMENSIONS BOITE DISTRIBUTRICE



DIMENSIONS CARTON



POIDS

Net 8.5 Kgs / Brut 9.1 Kgs