

MASQUE CHIRURGICAL

A ELASTIQUES

REFERENCE : MD 319 R

APPLICATIONS

Masque chirurgical, à usage unique (non stérilisé).

AVANTAGES


Sans fibre de verre, sans latex

Grande facilité de respiration

Barrette nasale souple

Epouse parfaitement les contours du visage grâce à son pliage anatomique

Haute efficacité de filtration



TAILLE

Unique

DIMENSIONS

A plat 90 mm × 175 mm

COLORIS

Face interne blanche

Face externe bleue

PRESENTATION DU MODELE

Masque 3 plis, façonnage ultrasonique fixations par boucles élastiques, larges, douces et confortables.

CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

Non tissé 3 couches

Sans fibre de verre, sans latex

MODE DE FABRICATION

Confection soudée aux ultra-sons

CARACTERISTIQUES

BFE(%) > 99%

PFE(%) > 85%

Delta P (Pa/cm²) <60 Pa/cm²

Efficacité dans le temps 3 heures d'utilisation continue

Tests réalisés par les laboratoires SGS or TÜV

CERTIFICATION



EN 14683 : 2019 Type II R

Dispositif Médical DM de classe 1

Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie 1


CONDITIONNEMENT

Carton de 40 boîtes distributrices de 50 masques

DIMENSIONS BOITE DISTRIBUTRICE



DIMENSIONS CARTON



POIDS

Net 8.5 Kgs / Brut 9.1 Kgs



MD FONSCARE s.a.s.

2, rue Georges Charpak 81100 Castres - France