

FICHA TÉCNICA OXIOMETRO PRO-M170



Nombre:	PULSE OXIMETER FINGERTIP M170
REF:	PRO-M170
ESPECIFICACION:	El oxímetro de dedo sirve para detectar la tasa y la saturación de oxígeno en sangre por el dedo. Tamaño pequeño, fácil de llevar. Adecuado para el uso diario, midiendo en cualquier momento. Recursos: Multifunción: El oxímetro digital se puede utilizar para medir con precisión la tasa y los niveles de saturación de oxígeno en sangre. Fácil de leer: Soporta SPO2, y gráfico de barras, se puede ver muy claramente con la pantalla LED. Fácil de usar: Operación precisa y con un solo botón, simplemente enganche su dedo y enciéndalo con solo presionar un botón.. Ampliamente aplicable: Adecuado para uso diario. Ampliamente utilizado en, barra de oxígeno, cuidado deportivo, etc.
Tamaño:	Pequeño, ligero y Compacto
Dimensión:	90mmx70mmx45mm
Contenido:	1 x oxímetro ,1 x cordón, 1 x manual en inglés
Material:	PVC
Color:	Negro
Medición:	Precisión de medición de oxígeno en sangre: 70 ~ 100%, 2%, menos del 70% indefinido Rango de medición de oxígeno en sangre: 0 ~ 100% (la resolución es del 1%) rango de medición: 30 ~ 250BPM (resolución es 1BPM. El error de medición permitido es de +/- 1-3cm.
Apagado:	Automático en 5 segundo cuando no está en uso
Batería:	2 pilas AAA (no incluidas)
Nota:	La luz y las diferentes pantallas pueden causar que el color del artículo sea un poco diferente del real