

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



Los guantes de **látex natural sin polvo x50**, diseñados para brindar una protección superior sin la molestia del polvo. Equipo de protección para aplicaciones médicas, terapéuticas e industriales.

- Hechos de látex natural sin polvo.
- Superficie microtexturada en la punta de los dedos para un mejor agarre.
- Alta resistencia para un alto nivel de seguridad.
- Ambidiestros para un uso conveniente por parte de usuarios diestros y zurdos.
- AQL 1,5 para una calidad constante.
- Vida útil: 5 años

## NORMATIVA

**Clase I** : Producto Sanitario según Reglamento UE 2017/725, cuyos estándares son: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

**Categoría III**: Equipo de Protección Individual (EPI) según Reglamento UE 2016/425, cuyos estándares son EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2013, EN 374-5: 2016.

## USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Es importante tener en cuenta que los guantes de látex pueden provocar reacciones alérgicas. En caso de alergia, consulte a un médico de inmediato.

Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no tengan defectos; coloque su mano dentro y ajústelos suavemente. Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.

Están destinados para un solo uso y deben ser desechados de manera ecológica en contenedores apropiados para la separación de residuos, de acuerdo con la normativa vigente.

## CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
	XS	100 Unidades	10	240	80 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02

### Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
18 Mpa.	650%

### Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
14 Mpa.	500%

## CONTACTA CON NOSOTROS

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A S.L  
C/ DEL ESLABON, NAVE 3  
POLIG.IND.SANTA ANA  
28533 RIVAS-VACIAMADRID  
TLF.91.139.99.71 - 679.76.62.61