

Máscara Facial Cirúrgica



Descrição Geral

Máscaras cirúrgicas sem látex, sem fibra de vidro, hipoalérgicas, com elásticos.

Uso pretendido

As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas grandes expelidas pelo utilizador (por exemplo, saliva, muco) atinjam o doente ou o ambiente de trabalho.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CE PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485:2016 ; EN 14683:2019 + AC: 2019
Fabricante	RAYSEN (TIANJIN) HEALTHCARE PRODUCTS CO. LTD No.3 Huanyuxi Road Tianyu Techonology Park, Jinghai
Classificação	Nível II - Tipo IIR - Classe I
Nome do Produto	DM - Máscara Facial Cirúrgica Descartável
Design	Estilo pregueado com elásticos
Material	Camada exterior: tecido não-tecido impermeável. Filtro de pó e outros. Camada filtrante: pano fundido. Bloqueia as gotículas e as partículas finas. Camada protectora: tecido não tecido. Flexível e anti-alérgico.
Cor	Azul
Camadas	3
Dimensões	Comprimento 175 +/- 3 mm Largura 95 +/- 3 mm
Peso	3-4g/pc

MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO

1. Máscara descartável, não projetada para reutilização.
2. Para ser usado em ambientes para bloquear os poluentes expirados liberados pela boca e pelo nariz, e filtrar certas bactérias e partículas.

APLICAÇÃO

Filtração antibacteriana > 98% e protege contra salpicos.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

1. Sem látex e sem fibras de vidro.
2. Alta eficiência de filtração bacteriana
3. Hipoalérgicas e protegem contra o sangue.
4. Baixa resistência à respiração.
5. Ajuste perfeito.
6. Válido por 2 anos.




Elástico solto

Faz com que não exista grande pressão nas orelhas e o elástico seja confortável.




Elásticos

O design dos elásticos faz com o ajuste à face seja mais confortável.



Design Pregueado

O design em pregas faz com que a respiração seja mais confortável e em maior espaço.



Pano super macio

Tecido ecológico, sem odor e hipoalérgico.