

Máscara Facial Quirúrgica



Descripción General

Mascarillas quirúrgicas sin látex, sin fibra de vidrio, hipoalergénicas, con elásticos.

Uso previsto

Las mascarillas faciales ayudan a evitar que partículas grandes expelidas por el usuario (por ejemplo, saliva, moco) alcancen al paciente o el ambiente de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Regulación	Directiva 93/42/CE Regulación PPE (UE) 2017/745
Norma	EN ISO 13485:2016 ; EN 14683:2019 + AC: 2019
Fabricante	RAYSEN (TIANJIN) PRODUCTOS DE SALUD CO. LTD No.3 Huanyuxi Road Parque de Tecnología Tianyu, Jinghai
Clasificación	Nivel II - Tipo IIR - Clase I
Nombre del Producto	DM - Mascarilla Facial Quirúrgica Desechable
Diseño	Estilo plisado con elásticos
Material	Capa exterior: tejido no tejido impermeable. Filtro de polvo y otros. Capa filtrante: tela fundida. Bloquea las gotas y las partículas finas. Capa protectora: tejido no tejido. Flexible y anti-alérgico.
Color	Azul
Capas	3
Dimensiones	Longitud 175 +/- 3 mm Ancho 95 +/- 3 mm
Peso	3-4g/pc

MEDIDAS DE USO

1. Mascarilla desechable, no diseñada para reutilización.
2. Para ser usado en ambientes para bloquear los contaminantes espirados liberados por la boca y la nariz, y filtrar ciertas bacterias y partículas.

APLICACIÓN

Filtración antibacteriana > 98% y protege contra salpicaduras.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

1. Sin látex y sin fibras de vidrio.
2. Alta eficiencia de filtración bacteriana
3. Hipoalergénicas y protegen contra la sangre.
4. Baja resistencia a la respiración.
5. Ajuste perfecto.
6. Válido por 2 años.




Elástico suelto

Hace que no haya gran presión en las orejas y el elástico sea cómodo.




Elásticos

El diseño de los elásticos hace que el ajuste a la cara sea más cómodo.



Diseño Plisado

El diseño en pliegues hace que la respiración sea más cómoda y en mayor espacio.



Tela super suave

Tejido ecológico, sin olor y hipoalérgico.